



Hören Sie wieder, wie es wirklich klingt!

Mit unserer Lösung für Ihre Hörbedürfnisse.

amplifon.de

☎ 0800 739 39 39



amplifon
Die Hörexperten

Inhalt

Nicht länger warten!

Seite _____ 4

Ihr Weg zu neuem Hören bei Amplifon.

Seite _____ 6

Das Gehör und Ihre Gesundheit.

Seite _____ 8

Wie sich Hörminderungen äußern.

Seite _____ 10

Unser Amplifon Hörtest.

Seite _____ 12

Warum die beidseitige Versorgung sinnvoll ist.

Seite _____ 14

Vorteile der verschiedenen Hörsystem-Typen.

Seite _____ 16

Ihre individuelle Hörlösung.

Seite _____ 18

Hörkomponenten für Ihr Zuhause.

Seite _____ 20

Unsere Services rund ums Hören.


Seite _____ 22

Warten Sie nicht länger!

Wussten Sie, dass im Schnitt sieben Jahre vergehen, bis man sich tatsächlich ein Hörgerät zulegt? Das ist nicht nur schade, weil man in der Zeit so viel Hörenswertes im Leben verpasst. Auch Ihre Gesundheit kann durch eine Hörminderung beeinträchtigt werden. Außerdem benötigt das Hörzentrum im Gehirn ständig Hörimpulse, da es sonst verlernt, bestimmte Töne zu erkennen und zu verarbeiten. Es kann dann nur langsam wieder ans echte Hören gewöhnt werden.

Darum legen wir Ihnen ans Herz, sich auch mit einer leichten Hörminderung auseinanderzusetzen und eine Hörlösung von Amplifon einfach mal auszuprobieren.

Lassen Sie keine 7 Jahre vergehen, bis Sie sich für ein Hörsystem entscheiden.



Auffällig verständnisvoll!

Dass Sie ein Hörsystem tragen, wird Ihrem Umfeld bestimmt auffallen. Aber nur, weil Sie plötzlich wieder alles verstehen und am Leben teilnehmen. Schließlich sind Hörlösungen heute so klein und dezent, dass sie kaum wahrgenommen werden.

Lassen Sie sich überraschen!

Sie werden erstaunt sein, wie winzig, komfortabel und günstig Hörgeräte mittlerweile sind. Sogar zum Nulltarif gibt es schon extrem leistungsstarke Lösungen. Was Sie aber erst recht verblüffen wird: wie klar und deutlich Sie die Welt auf einmal wieder wahrnehmen!

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt!

Bedenken Sie, dass die Technik immer weiter voranschreitet. Die Bedienung wird dadurch zwar einfacher. Doch fällt es Ihnen heute vielleicht noch leichter als in fünf Jahren, sich an die Geräte und ihre Einstellungen zu gewöhnen. Und je besser Ihr Gehör noch funktioniert, desto kleinere Lösungen können wir Ihnen anbieten.



Ihr Weg zu neuem Hören.

Es sind die kleinen Geräusche und gute Gespräche, die das Leben besonders machen. Doch wenn Ihr Hörvermögen abnimmt, verzichten Sie auf viele dieser klangvollen Ereignisse – und damit auch auf ein wichtiges Stück Lebensqualität. Dabei ist der Weg zum neuen Hören mit Amplifon gar nicht schwer.

1. Genau hinhören.

Mit unserer speziell entwickelten 360°-Höranalyse stellen wir fest, ob Ihr Gehör Hilfe benötigt und in welchem Umfang. Darum wird dieser Test bei Amplifon durch professionelle Hörexpert:innen durchgeführt. Und dies selbstverständlich kostenlos.

2. Optimal abstimmen.

Zunächst ermitteln unsere Hörexpert:innen mit Ihnen Ihre individuellen Anforderungen ans Hören. Gemeinsam finden wir für Sie Ihre ganz persönliche Hörlösung, die wir dann direkt auf Ihr Gehör abstimmen.

3. Einfach ausprobieren.

Wir verfügen stets über die aktuellsten und hochwertigsten Hörsysteme weltweit führender Hersteller, um Ihnen genau die Geräte anbieten zu können, die all Ihre Anforderungen erfüllen.

Doch wie sollten Sie besser herausfinden, ob unsere Lösung Sie tatsächlich überzeugt, als in Ihrem Alltag? Darum testen Sie Ihr neues Hörsystem kostenlos und unverbindlich zu Hause. Schließlich sollen Sie mit unserer Hörlösung rundum zufrieden sein.

4. Jederzeit willkommen.

Natürlich lassen wir Sie mit Ihrer Hörlösung nicht allein, sondern sind immer für Sie da. Wir überprüfen Ihre Geräte regelmäßig, reinigen sie und stellen sie neu ein, sollten sich Ihr Gehör oder Ihre Hörwünsche verändern.

Das Ohr: hochsensibel und stets aktiv.

Unser Gehör ist ein hochkomplexes Organ, das rund um die Uhr aktiv ist und unser Gehirn mit Informationen versorgt. Es gliedert sich in drei Bereiche:

Das äußere Ohr

Die Ohrmuschel wirkt wie ein Trichter. Sie nimmt den Schall auf und überträgt ihn durch den äußeren Gehörgang auf das Trommelfell. Dieses wird in Schwingungen versetzt, die dann zum Mittelohr weitergeleitet werden.

Das Mittelohr

Die Gehörknöchelchen im Mittelohr – Hammer, Amboss und Steigbügel – sind die kleinsten Knochen im menschlichen Körper. Sie werden durchs Trommelfell direkt stimuliert, verstärken den Schall um das 20-fache und geben ihn ans Innenohr weiter.

Das Innenohr

Hier befindet sich das eigentliche Hörorgan: die Hörschnecke. Tausende feinste Härchen nehmen die Schallwellen auf und wandeln sie in elektrische Impulse um, die über den Hörnerv ans Hörzentrum im Gehirn gesendet werden. Dort erst wird das Signal „ausgewertet“ und von uns verstanden.

Gut hören – für Ihr Wohlbefinden!

Wird Ihre Hörminderung frühzeitig erkannt, fördert dies Ihre Gesundheit. Denn eine Hörminderung geht oft mit anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen einher oder kann diese sogar begünstigen.

Diabetes. Diabetiker haben ein doppelt so hohes Risiko, von Hörminderingen betroffen zu sein, als Menschen, die nicht zuckerkrank sind. Darum raten wir Ihnen, wenn Sie Diabetes haben, Ihr Gehör jährlich von uns überprüfen zu lassen.

Depression. Meist ist es ein schleichender Prozess: Wer schlecht hört, zieht sich nach und nach zurück und nimmt weniger an gesellschaftlichen Anlässen teil. Nicht selten führt dies zu einem Gefühl von Einsamkeit und kann Depressionen auslösen.

Demenz. Derzeit wird in Studien untersucht, ob Hörminderingen Demenzerkrankungen begünstigen. Weil das Gehirn weniger Reize zum Verarbeiten erhält, kommt es nämlich wie ein Muskel aus dem Training und wird langsam schwächer. Darum sollte eine Hörminderung unbedingt frühzeitig ausgeglichen werden.




Hörminderungen äußern sich ganz unterschiedlich.

Eine der häufigsten Ursachen für Hörschwächen ist Lärm in Form von zu lauter Musik und anderen Umwelteinflüssen. Deshalb sind zunehmend junge Menschen von Hörproblemen betroffen. Im Alter baut das Gehör wiederum auf ganz natürliche Weise ab. Hörminderungen können jedoch auch durch Vererbungskrankheiten, Infektionen oder Otosklerose ausgelöst werden.

Jeder hört auf seine Weise.

Normalerweise sind nicht alle Frequenzen von Schwerhörigkeit in gleichem Maße betroffen. Meist macht sich die Hörminderung bei hohen Frequenzen stärker als bei tiefen bemerkbar. Jedoch ist der Frequenzverlauf bei jedem ganz verschieden. Gerade deswegen ist ein umfassender Hörtest und die genaue individuelle Anpassung der Hörsysteme so wichtig.

Hörfeld normalhörend



Der Verständlichkeitsverlust


Bei fast 85 Prozent aller Hörminderungen sprechen wir von einem Verständlichkeitsverlust. Geräusche und Gespräche werden zwar normal laut gehört, aber nicht ganz verstanden. Das fällt besonders auf, wenn sich mehrere Personen gleichzeitig unterhalten oder Gespräche in lärmgefüllter Umgebung stattfinden.

HÖREN HÖREN
HÖREN HÖREN
HÖREN HÖREN

Der Lautstärkeverlust

Dieser tritt bei etwa 15 Prozent aller Hörminderungen auf. Geräusche und Gespräche werden allgemein als zu leise empfunden, da der Schall im Ohr abgeschwächt wird.

Hörfeld mit Hörverlust





Unsere 360°-Höranalyse für mehr Lebensqualität.

Unsere professionelle 360°-Höranalyse ist weltweit einzigartig. Entwickelt wurde sie in unserem internationalen Forschungszentrum an der belgischen Universität Leuven. Indem wir Sie in verschiedene Lärmumgebungen und Klangsituationen versetzen, ermitteln wir ein exaktes Bild Ihres Hörvermögens. Anhand dieser sechsstufigen Analyse können unsere Hörexperten Ihr Hörsystem optimal einstellen, damit Sie die volle Klangvielfalt wieder genießen können.

Selbstverständlich führen diese Tests und Einstellungen bei Amplifon speziell ausgebildete Hörakustiker durch. Diese verlassen sich bei der Auswahl und der Einstellung der perfekten Hörgeräte für Sie übrigens nicht allein auf die Analyse. Genauso wichtig ist uns dabei das persönliche Gespräch mit Ihnen. Denn so können wir gemeinsam Ihre Hörziele entwickeln und die Hörsysteme an Ihre Hörbedürfnisse anpassen.



Richtungshören

Wie gut können Sie Sprache und Geräuschquellen orten? Am Befund orientieren wir uns, um die Frequenzen auszugleichen, die Ihrem Gehör Schwierigkeiten bereiten. So können Sie wieder bestimmen, aus welcher Richtung sich zum Beispiel ein Auto nähert.



Fokushören

Wie sehr müssen Sie sich bei einer Unterhaltung konzentrieren? Da Nebengeräusche während eines Gesprächs zunehmend als störend empfunden werden, stellen wir Ihr Hörsystem so ein, dass es diese Geräusche ausblendet. Sie können sich dann wieder viel besser auf Sprache konzentrieren.



Hörbarkeit

Wie gut hören Sie leise Töne in verschiedenen Frequenzen? Das Ergebnis gibt uns Aufschluss über die Verstärkung, die Ihre Hörlösung leisten muss.



Verstehen bei Ruhe

Wie gut verstehen Sie Sprache bei unterschiedlichen Lautstärken in einer ruhigen Umgebung? Dieser Test zeigt uns, wie sehr die Sprache durch das Hörsystem verstärkt werden muss.



Verstehen bei Lärm

Wie wirken sich Hintergrundgeräusche auf Ihr Sprachverstehen aus? Dies dient dazu, die Störschallunterdrückung des Hörgeräts zu justieren, damit Sie sich auch draußen oder im Restaurant gut unterhalten können.



Lärmtoleranz

Ab welcher Lautstärke stören Sie Nebengeräusche? Wir ermitteln, welche Gesprächslautstärke für Sie angenehm ist. Also auch, wie stark Ihr Hörsystem Störgeräusche herausfiltern soll.



Unsere Rundum-Analyse für mehr Lebensqualität.

Während unserer professionellen Höranalyse versetzen unsere ausgebildeten Hörakustiker Sie in verschiedene Lärmumgebungen und Klangsituationen. So ermitteln wir ein exaktes Bild Ihres Hörvermögens. Anhand dieser Hörtests können wir Ihr Hörsystem optimal einstellen, damit Sie die volle Klangvielfalt wieder genießen können.

Dabei verlassen wir uns jedoch nicht allein auf die Testergebnisse: Ihre ganz individuellen Anforderungen ans neue Hören stehen im Vordergrund. Deshalb ist uns das persönliche Gespräch mit Ihnen so wichtig, in dem Sie zusammen mit unseren Hörexperten Ihre Hörziele und -wünsche konkretisieren.

All diese Faktoren berücksichtigen wir dann bei der Auswahl der Hörgeräte, damit diese Ihren Bedürfnissen ideal gerecht werden.



Hörbarkeit

Wie gut hören Sie leise Töne in verschiedenen Frequenzen? Das Ergebnis gibt uns Aufschluss über die Verstärkung, die Ihre Hörlösung leisten muss.



Verstehen bei Ruhe

Wie gut verstehen Sie Sprache bei unterschiedlichen Lautstärken in einer ruhigen Umgebung? Dieser Test zeigt uns, wie sehr die Sprache durch das Hörsystem verstärkt werden muss.



Verstehen bei Lärm


Wie wirken sich Hintergrundgeräusche auf Ihr Sprachverstehen aus? Dies dient dazu, die Störschallunterdrückung des Hörgeräts zu justieren, damit Sie sich auch draußen oder im Restaurant gut unterhalten können.



Genießen Sie das Leben in Stereo.

Unser Körper ist darauf ausgelegt, mit beiden Ohren zu hören – allein schon, um die Richtung zu bestimmen, aus der ein Geräusch kommt. Wenn bei Ihnen eine Hörminderung auf beiden Ohren festgestellt wurde, empfehlen wir Ihnen darum, unbedingt zwei Hörgeräte zu tragen.

Denn nur so schützen und bewahren Sie Ihr Gehör optimal. Bleibt nämlich ein Ohr unversorgt, nimmt der Hörsinn auf diesem Ohr immer weiter ab und kann nur langsam wieder zurück gewonnen werden!



Hören ist mehr als nur Verstehen.

Konzentriertes Hören

Gerade wenn es viele Hintergrundgeräusche gibt, benötigen wir das Gehör beider Ohren, um uns auf die Tonquelle zu fokussieren, der wir folgen wollen.

Optimale Hörbalance

Zwei Hörgeräte geben Ihnen den gewohnten „Stereoeffekt“ zurück, so dass Sie wieder ein angenehmes Klangerlebnis genießen.

Bessere Raumorientierung

Das Sehen mit beiden Augen trägt entscheidend zur Raumwahrnehmung bei. Ganz ähnlich verhält es sich mit unserem Gehör. Zur räumlichen Orientierung benötigen Sie beide Ohren, etwa um Geräusch- und Gefahrenquellen rechtzeitig zu lokalisieren. Ein äußerst wichtiger Aspekt – nicht nur im Straßenverkehr!

Fünf Geräte-Typen für besseres Hören.

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Hörsystemen. Entweder werden sie direkt im Ohr getragen oder aber dahinter. Abhängig von der Stärke Ihrer Hörminderung und der Beschaffenheit Ihres Gehörganges suchen wir mit Ihnen die Lösung aus, die Ihren Bedürfnissen und optischen Ansprüchen am besten entspricht.

Vorteile statt Vorurteile.

Zwei Drittel der erwachsenen Deutschen tragen heute eine Brille, um besser zu sehen. Und dennoch scheuen sich fast 15 Millionen davor, ein Hörgerät zu tragen, um wieder richtig zu hören.

Dabei werden Sie überrascht sein, wie klein, günstig und komfortabel Hörlösungen heute sind. Sie können sich sogar die Farbe aussuchen oder High-End-Geräte direkt mit Ihrem Smartphone vernetzen. Und vom Pfeifen früherer Geräte ist mittlerweile auch nichts mehr zu hören.

Gute Hörsysteme zum Nulltarif.

Gute Hörgeräte müssen nicht teuer sein. Im Gegenteil: Bei uns erhalten Sie schon **zum Nulltarif qualitativ hochwertige digitale Hörsysteme**. Denn die gesetzliche Krankenkasse übernimmt seit 2013 einen Festbetrag von bis zu 741 Euro. Hierzu beraten Sie unsere Amplifon Hörexperten selbstverständlich ausführlich.

Auch viele andere Lösungen – vom Designer-Hörsystem bis hin zu Geräten, die Sie mühelos mit Ihrem Fernseher verbinden können – erhalten Sie heute so günstig wie noch nie. Die gesetzliche Zuzahlung gilt natürlich auch für diese Hörsysteme.



Hörsystem-Typ	Eignung	Vorteile
Hinter-dem-Ohr-Hörsystem 	Universal einsetzbar, bei leichten bis hochgradigen Hörminderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Nahezu unabhängig von der Form des Ohres und vom Hörverlust • Volle Kostenübernahme durch Krankenkasse möglich • Äußerst robust • Die Bauart bietet viele Funktionen, z. B. Vernetzungsmöglichkeiten mit Audio-Quellen • Längere Batterie-Lebensdauer
Mini-Hinter-dem-Ohr-Hörsystem 	Bei leichten bis mittelgradigen Hörminderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Nahezu unabhängig von der Form des Ohres • Direkte Schallzuführung durch dezenten Slim-Schlauch möglich • Kleiner als Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte • Kaum sichtbar • Individuelle Design-Auswahl • Natürlicher Klang der eigenen Stimme
Mini-Hinter-dem-Ohr-System mit externem Hörer 	Bei leichten bis starken Hörminderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Keine bis wenig Bedienung nötig, da meist automatisch • Natürlicher Klang der eigenen Stimme • Sehr natürliche Klangwiedergabe, da der Klang direkt im Gehörgang entsteht • Kaum sichtbar • Individuelle Design-Auswahl
Im-Ohr-Hörsystem 	Bei leichten bis mittelgradigen Hörminderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Individuell angefertigt • Direkt im Ohr, kaum sichtbar • Natürliche Richtwirkung der Ohrmuschel wird genutzt • Besonders gut für Brillenträger geeignet • Besonders gut zum Telefonieren geeignet • Eignung abhängig von der Form des Ohres
Mini-Im-Ohr-Hörsystem 	Bei leichten bis mittelgradigen Hörminderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Individuell angefertigt • Kleiner als Im-Ohr-Hörgeräte, noch weniger sichtbar • Natürliche Richtwirkung der Ohrmuschel wird genutzt • Besonders gut für Brillenträger geeignet • Besonders gut zum Telefonieren geeignet • Eignung abhängig von der Form des Ohres



Unsere optimale Hörlösung für Sie.

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Hörlösung so gut wie möglich auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist, um Ihnen Ihre Lebensqualität zurückzugeben. Besuchen Sie gern Konzerte, schätzen Sie gute Gespräche in ruhiger Atmosphäre oder besuchen Sie öfter große Veranstaltungen? All dies berücksichtigen wir genauso wie Ihren finanziellen Spielraum, wenn wir mit Ihnen zusammen Ihre Hörlösung ermitteln.

Wir empfehlen Ihnen:

Kategorie
Hörsystem
Preis
Zuschuss der Krankenkasse

Ihre Alternative:

Kategorie
Hörsystem
Preis
Zuschuss der Krankenkasse

Hörgeräte, die von Amplifon angeboten werden, entsprechen den Anforderungen der gesetzlichen Krankenkassen. Als gesetzlich Versicherter haben Sie Anspruch auf ein zuzahlungsfreies Hörsystem der Kategorie 5. Die Kategorien 4 bis 1 erfüllen weitergehende individuelle Komfortmerkmale. Ab Kategorie 4 verbessert sich das Hörsystem hinsichtlich Design, Komfort und Vernetzungsmöglichkeiten.

Welchen Komfort erwarten Sie sich von Ihrem Hörsystem?

Bestimmen Sie zusammen mit unserem Hörexperten Ihren „Hörtyp“ und Ihre Hörgeräte-Kategorie.

	1	2	3	4	5
Kanäle zur individuellen Feinabstimmung der Frequenzverstärkung	20	16	12	8	4
Hörprogramme Anzahl von Programmen, die sich manuell oder automatisch den Hörsituationen anpassen	bis zu 7	bis zu 7	bis zu 7	bis zu 4	bis zu 4
Bester Sprachkomfort Auch bei Nebengeräuschen	☺☺☺	☺☺	☺☺	☺	☺
Automatische Reduktion störender Nebengeräusche	☺☺☺	☺☺	☺☺	☺	☺
Unterdrückung von Rückkopplungen und Pfeifgeräuschen	☺☺☺	☺☺	☺☺	☺	☺
Richtungshören zur Wiederherstellung des räumlichen Hörens	☺☺☺	☺☺	☺☺	☺	☺
Kabellose Übertragung von TV, Telefon, Smartphone	☺☺☺	☺☺	☺☺		
Bequeme Handhabung durch Programmatomatik	☺	☺	☺		
Automatische Situationserkennung Gerät passt die Lautstärke dem Hörumfeld an	☺☺☺	☺☺	☺		
Musikgenuss durch Frequenzvielfalt	☺☺☺	☺☺	☺		
360°-Hören Von vorn, von der Seite und von hinten – je nach Hörumfeld	☺☺☺	☺☺	☺		
Hörkomfort bei Impulsgeräuschen Etwa Geschirrklingen	☺☺☺	☺☺	☺		
Hörkomfort in hallenden Situationen Zum Beispiel in Kirchen	☺☺☺	☺☺☺	☺		
Angenehmer Hörkomfort bei Wind	☺☺	☺☺	☺		
Besseres Sprachverstehen bei Wind	☺☺☺	☺☺	☺		

Mehr Hörkomfort für Ihr Zuhause.

Manchmal ist ein Hörsystem für Ihre Ohren nicht die einzige Lösung, um Ihre Lebensqualität vollständig zurück zu gewinnen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen gern direkt im Amplifon Fachgeschäft vor, woran wir noch alles denken, damit Sie Ihren Alltag so gewohnt und entspannt wie möglich gestalten können.

Telefone

Lautes Klingeln oder auch helle Leuchtsignale weisen Sie auf das Klingeln hin. Auch mit Ihrem Hörsystem lassen sich Telefone heute direkt verknüpfen.



TV- und Musik-Zubehör

Ob mit Kabel oder drahtlos per Bluetooth: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik und -sendungen wieder in voller Lautstärke. Und ganz ohne Bedenken, andere zu stören.



Wireless-Lösungen

Steuern Sie Ihre Hörsysteme per Fernbedienung. Auch Musik oder den Ton des Fernsehers können Sie direkt über das Hörgerät hören. Genau so wie Ihren Gesprächspartner, wenn er – etwa bei Autofahrten – ein Ansteckmikrofon trägt.



Rauchmelder

In Gefahrensituationen werden Sie durch Licht- und Vibrations-signale alarmiert.



Signalanlagen

Sie verpassen kein Türklingeln mehr. Denn es wird Ihnen durch ein Leuchtsignal angezeigt – oder sendet direkt einen Impuls an Ihr Hörsystem.



Handys

Mit unseren Handys sind Sie zu Hause und unterwegs bestens ausgestattet. Sie klingeln lauter, lassen sich direkt mit Ihrem Hörsystem verbinden und verfügen auch über eine Notfalltaste.



Wecker

Da Sie Ihr Hörsystem nachts ablegen, nehmen Sie morgens vielleicht den Wecker nicht wahr. Ein Vibrations-Pad unter Ihrem Kopfkissen hilft Ihnen, frühe Termine wahrzunehmen.



Unser Service für besseres Hören.

Bei Amplifon finden Sie nicht nur Ihre Hörlösung, sondern auch immer einen Ansprechpartner für all Ihre Fragen rund ums Hören – und rund um unseren Service!

Unsere Leistungen für Sie:

Von Nulltarif-Lösungen bis hin zu Hightech-Hörsystemen

Wir prüfen die Hörgeräte weltweit führender Hersteller sorgfältig und nehmen nur die hochwertigsten Systeme in unser Sortiment auf. So können wir Ihnen immer genau die Lösung anbieten, die all Ihre individuellen Anforderungen erfüllt.

Gehörschutz

Egal ob auf Konzerten, beim Schwimmen oder im Arbeitsalltag – es gibt viele Situationen, in denen Sie Ihr Gehör schützen sollten. Dabei helfen wir Ihnen! Mit hochwertigen Universallösungen oder auch mit Gehörschutz, den wir individuell für Ihre Ohren anfertigen.

Tinnitusberatung

Bei allen Fragen rund ums Thema Tinnitus helfen Ihnen Ihre Amplifon Hörexperten weiter. Natürlich auch, wenn der Tinnitus mit einer Hörminderung einhergeht.

Kinder-Hörzentren

Hörprobleme bei Kindern erfordern besondere Sensibilität und Erfahrung. Darum haben wir Kinder-Hörzentren eingerichtet, wo auf Pädakustik spezialisierte Hörexperten die optimalen Hörlösungen für Ihre Jüngsten finden. Für weitere Informationen rufen Sie uns kostenlos an: 0800 739 39 39.

Unsere Services für Sie:

Kostenloser Hörsystem-Check

Sitzen sie noch richtig, ist das Gehäuse in Ordnung, stimmen die Einstellungen noch? Wir überprüfen Ihre Hörgeräte kostenlos – auch wenn Sie sie nicht bei uns gekauft haben.

Gratis-Reparaturen

Haben Sie Ihre Geräte bei uns gekauft, führen wir kleine Reparaturen kostenlos durch, etwa das Wechseln von Schläuchen oder das Erneuern der Filter.

Immer auf dem neuesten Stand

In der Regel bezuschussen die gesetzlichen Krankenkassen alle sechs Jahre neue Hörsysteme. Die Formalitäten mit der Krankenkasse übernehmen wir selbstverständlich gern für Sie.

Attraktive Finanzierung

Unsere Hörexperten informieren Sie gern über eine bequeme Ratenzahlung über 24 Monate bei 0 % Zinsen.

Gut versichert

Schützen Sie Ihre Hörlösung vor Verlust, Diebstahl oder Schaden. Amplifon berät Sie gern und stellt Ihnen die Leistungen unseres Versicherungspartners vor.